



新発売 ビーカー・フラスコ 2020/09/01より

理化学ガラス加工品の製造を開始してもうすぐ100周年、
満を持して「よつびしマークの薄物」販売を開始します。

理 化 学 ガ ラ ス の 王 道

LABORATORY
GLASSWARE



東京硝子器械株式会社



LABORATORY GLASSWARE

ビーカー・フラスコ



アドバンテージを提供する

ビーカー・フラスコは高い耐熱性・耐薬品性を持っています。ガラスを均一な厚みで成型する技術が、加熱時に発生するガラス破損の原因となる膨張や応力ムラを防ぎます。そのため強いサーマルショックを実現しています。また素材には薬品に耐性のあるほうけい酸ガラスを使用しており高い温度での使用も可能です。



ビーカー 目安目盛付

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-01-31	10	30	40	510
371-01-01-32	20	34	45	510
371-01-01-33	30	41	50	510
371-01-01-34	50	46	60	400
371-01-01-35	100	55	70	350
371-01-01-36	200	67	89	400
371-01-01-37	300	78	103	470
371-01-01-38	500	90	120	710
371-01-01-39	1000	110	150	1,530
371-01-01-40	2000	135	200	3,700
371-01-01-41	3000	153	225	5,500
371-01-01-42	5000	180	280	9,800
371-01-01-43	10000	217	350	26,000

●材質：ほうけい酸ガラス-1



三角フラスコ 目安目盛付

商品コード	容量 (mL)	最大外径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-30-21	10	30	50	790
371-01-30-22	20	38	58	790
371-01-30-23	30	46	65	880
371-01-30-24	50	51	90	550
371-01-30-25	100	64	105	550
371-01-30-26	200	79	131	580
371-01-30-27	300	87	156	690
371-01-30-28	500	105	180	1,080
371-01-30-29	1000	131	220	1,750
371-01-30-30	2000	166	280	5,400
371-01-30-31	3000	187	310	7,500
371-01-30-32	5000	220	365	12,500

●材質：ほうけい酸ガラス-1

※寸法変更につきご注意ください。



トールビーカー 目安目盛付

商品コード	容量 (mL)	胴外径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-05-21	50	41	72	640
371-01-05-22	100	50	88	580
371-01-05-23	200	60	110	620
371-01-05-24	300	66	135	720
371-01-05-25	500	77	152	1,040
371-01-05-26	1000	100	195	2,620
371-01-05-27	2000	120	240	5,800
371-01-05-28	3000	135	280	7,700

●材質：ほうけい酸ガラス-1



丸底フラスコ

商品コード	容量 (mL)	球径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-20-51	50	53	105	800
371-01-20-52	100	64	110	800
371-01-20-53	200	85	144	950
371-01-20-54	500	105	168	1,600
371-01-20-55	1000	131	200	2,700
371-01-20-56	2000	166	250	7,500
371-01-20-57	3000	200	370	9,800

●材質：ほうけい酸ガラス-1

※寸法変更につきご注意ください。



コニカルビーカー 目安目盛付

商品コード	容量 (mL)	最大径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-10-21	50	50	70	640
371-01-10-22	100	59	92	640
371-01-10-23	200	73	110	690
371-01-10-24	300	84	132	790
371-01-10-25	500	97	143	1,220
371-01-10-26	1000	115	177	7,800
371-01-10-27	2000	150	230	9,500

●材質：ほうけい酸ガラス-1



平底フラスコ

商品コード	容量 (mL)	球径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-25-41	200	85	138	900
371-01-25-42	500	105	163	1,550
371-01-25-43	1000	131	190	2,800
371-01-25-44	2000	170	325	7,900
371-01-25-45	3000	200	370	10,000
371-01-25-46	5000	223	290	15,800

●材質：ほうけい酸ガラス-1

※寸法変更につきご注意ください。



ケルダールフラスコ

商品コード	容量 (mL)	球径 (mm)	高さ (mm)	価格(¥)
371-01-25-51	30	40	180	1,900
371-01-25-52	50	50	180	2,400
371-01-25-53	100	63	225	2,600
371-01-25-54	200	76	290	3,900
371-01-25-55	300	86	330	3,900
371-01-25-56	500	100	370	5,500

●材質：ほうけい酸ガラス-1

※形状が変更しておりますのでご注意ください。詳しくは営業担当までお問い合わせください。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

本社 電話 03(3252)3461 (代表) FAX 03(3252)5458

大阪営業所 電話 06(4800)3939 FAX 06(4800)3938

名古屋営業所 電話 052(238)6075 FAX 052(238)6076

福岡営業所 電話 092(643)8645 FAX 092(643)8646

仙台営業所 電話 022(772)7669 FAX 022(772)7670

札幌営業所 電話 050(6868)2001 FAX 0120(823)445