

NEW !!**IKA**

designed for scientists

/// 万能粉碎機 本体

IKA MultiDrive basic

- > 800Wのパワーと3000~20000rpmの回転数で、あらゆるサンプルの処理に適応します。
- > 1台で、ミル容器による乾式粉碎と、ブレンダー容器による液体混合粉碎が可能です。
- > ミル容器はダブルジャケット式のため、冷却が可能です。ドライアイスの使用もできます。
- > インターバル運転機能により、固いサンプルも効率良く処理可能です。

TECHNICAL DATA	IKA MultiDrive basic
	TGK code. 969-63-82-41
電源電圧	AC100V,50/60Hz (国内2Pプラグ付き)
モーター出力	800 W
消費電力	1000 W
回転数	3000 - 20000 rpm
最大処理量	2000 mL (BL2000使用時)
タイマー	1秒~5分
本体寸法	300 x 250 x H350 mm
重量	8.5 kg

¥ 372,000

※ 粉碎容器は別売りです



本体 + MI 250

/// 専用粉碎容器

MI 250 / MI 400 / BL 2000



MI 250

BL 2000

TECHNICAL DATA	MI 250	MI 400	BL 2000
	code. 969-63-82-43	code. 969-63-82-44	code. 969-63-82-42
種類	ミル容器	ミル容器	ブレンダー容器
粉碎方式	乾式ミル	乾式ミル	湿式ブレンダー
最大処理量	250 mL	400 mL	2000 mL
最大投入硬度	5 mohs	5 mohs	-
最大投入サイズ	7 mm	7 mm	30 mm
チャンパー内材質	ステンレス	ステンレス	PCTG, セラミック等
標準刃材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス
冷却	冷却水、ドライアイス	冷却水、ドライアイス	不可
	¥ 90,000	¥ 105,000	¥ 71,000

販売代理店

取扱店

**東京硝子器械株式会社**

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>**IKA** since 1910 German technology

商品の仕様は予告無く変更される可能性があります。予めご了承ください。

2020

NEW !!**IKA**

designed for scientists

/// 万能粉碎機 本体

IKA MultiDrive control 温度表示・秤量機能搭載

- > 800Wのパワーと3000～20000rpmの回転数で、あらゆるサンプルの処理に適応します。
- > 1台で、乾式粉碎・液体混合粉碎・ホモジナイズ処理が可能です。
- > ミル容器はダブルジャケット式で冷却が可能です。ドライアイスも使用できます。
- > インターバル運転・プログラム運転により、効率良く処理可能です。
- > 計量機能を搭載。サンプルを移し替える手間が省けます。
- > 内蔵の温度センサーにより、サンプルの温度を監視可能です。

TECHNICAL DATA	IKA MultiDrive control
	TGK code. 969-63-82-51
電源電圧	AC100V,50/60Hz (国内2Pプラグ付き)
モーター出力	800 W
消費電力	1000 W
回転数	3000 - 20000 rpm
最大処理量	2000 mL (BL2000T, DI2000T使用時)
タイマー	5秒 - 30分
計量機能	5 - 4000 g
温度表示機能	-50 - 120°C
本体寸法	300 x 250 x H350 mm
重量	8.5 kg

¥ 447,000 ※ 粉碎容器は別売りです



本体 + DI 2000T

/// 専用粉碎容器

温度センサー内蔵



MI 250T



BL 2000T

TECHNICAL DATA	MI 250T	MI 400T	BL 2000T	DI 2000T
	code. 969-63-82-53	code. 969-63-82-54	code. 969-63-82-52	code. 969-63-82-55
種類	ミル容器	ミル容器	ブレンダー容器	ホモジナイズ容器
粉碎方式	乾式ミル	乾式ミル	湿式ブレンダー	湿式分散
最大処理量	250 mL	400 mL	2000 mL	2000 mL
最大投入硬度	5 mohs	5 mohs	-	-
最大投入サイズ	7 mm	7 mm	30 mm	10 mm
チャンパー内材質	ステンレス	ステンレス	PCTG, セラミック等	PCTG, セラミック等
標準刃材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
冷却	冷却水、ドライアイス	冷却水、ドライアイス	不可	不可
	¥ 105,000	¥ 120,000	¥ 85,000	¥ 127,000

販売代理店

取扱店


東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

since 1910 German technology

商品の仕様は予告無く変更される可能性があります。予めご了承ください。

2020