

商品ご紹介

Disposable Nitrile Gloves

ニトリルゴム手袋 パウダーフリーブルー



取り易い!



整頓し、上積み
シワも軽減

使用感

伸縮性・耐久性に優れ
ぴったりフィット
(指先はエンボス加工)
作業性低下の防止



性能

引張試験(爪試験)
による機能検証
●引張強度:14MPa
●切断時伸び率:500%



衛生

食品衛生法適合で安心

用途

食品製造・加工業、工場、製造加工業、
研究室、病院など様々な分野で
ご使用いただけます。

D5000

**左右兼用
使い捨てタイプ
100枚入り**

ご注意ください

- 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等が生じる場合があります。異常を感じたらご使用をお止め下さい。
- 薬品・溶剤等によっては使用できない場合がありますので、ご使用前にご確認下さい。
- 熱湯等の熱源に近づけると熱傷の恐れがありますのでご注意ください。
- 刃物、金だし等鋭利なもので傷をつけないようご注意ください。
- 本商品は使い捨て手袋です。繰り返しのご使用はご遠慮下さい。
- 品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、なるべく湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。

商品コード	型式	サイズ	拳厚み(μm)	指先厚み(μm)	拳幅	全長(mm)	入数(枚)	価格(¥)
562-23-75-01	D5000-SS	SS	80	110	7.7cm±0.5	240	100	1,500
562-23-75-02	D5000-S	S	80	110	8.7cm±0.5	240	100	1,500
562-23-75-03	D5000-M	M	80	110	9.7cm±0.5	240	100	1,500
562-23-75-04	D5000-L	L	80	110	10.7cm±0.5	240	100	1,500



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

本社 電話 03(3252)3461 (代番)

大阪営業所 電話 06(4800)3939

名古屋営業所 電話 052(238)6075

福岡営業所 電話 092(643)8645

仙台営業所 電話 022(772)7669

札幌営業所 電話 050(6868)2001

各営業所共通

フリーダイヤル

FAX 0120-823445