

ユーザー様向け


キャンペーン期間

2022 4/12~2022 8/19

NEG (日電理化硝子) 製品 新年度特別価格キャンペーン

No.1

NEG (日電理化硝子) 製品のキャンペーン対象商品を特別価格にてご奉仕致します!



低アルカリ製法・硬質ガラス製・耐薬、
耐熱、耐冷等組合せ自由自在

- 全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。
- 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。

■用途

- スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。

ねじ口びん 標準セット PP白キャップ・ソフトロンPP貼りパッキン付

(A) 透明

* は、メラミンキャップです。

(B) 茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	容量 (mL)	入数 (本)	商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
717-04-05-49	11,616	6,160	S-06 *	8	32	1.0	4.7	0.6	96	-	-	-
717-04-05-40	11,800	6,260	S-07 *	11.8	32	0.9	4.7	1.5	100	717-04-05-50	12,400	6,580
717-04-05-81	11,700	6,210	S-08	13	40	1.0	8.0	2	100	717-04-05-86	12,500	6,630
717-04-05-82	11,900	6,310	S-09A	15	32	1.0	8.0	2	100	717-04-05-87	12,800	6,790
717-04-05-83	12,000	6,360	S-09B	15	40	1.0	8.0	3	100	717-04-05-88	12,900	6,840
717-04-05-84	12,300	6,520	S-1	15	45	1.0	8.0	4	100	717-04-05-89	13,200	7,000
717-04-05-85	13,200	7,000	S-2	16.5	45	1.0	8.0	5	100	717-04-05-90	14,100	7,480
717-04-04-03	14,700	7,800	S-3	19	55	1.0	11.0	10	100	717-04-04-07	15,800	8,380
717-04-04-04	15,500	8,220	S-5	19	70	1.0	11.0	12	100	717-04-04-08	16,600	8,800
717-04-04-05	13,300	7,050	SV-5	18	40	1.0	11.0	5	100	717-04-04-09	14,200	7,530
717-04-04-06	6,900	3,660	SV-8	21	45	1.3	11.0	8	50	717-04-04-10	7,350	3,900
717-04-05-13	7,500	3,980	SV-10	24	45	1.3	14.0	10	50	717-04-05-33	7,950	4,220
717-04-05-06	8,100	4,300	SV-15	25	50	1.3	14.0	15	50	717-04-05-26	8,650	4,590
717-04-05-07	8,850	4,700	SV-20	27	55	1.3	15.9	20	50	717-04-05-27	9,450	5,010
717-04-05-08	12,000	6,360	SV-30	30	65	1.5	19.8	30	50	717-04-05-28	12,950	6,870
717-04-05-09	16,400	8,700	SV-50A	40	75	1.8	26.5	50	50	717-04-05-29	17,700	9,390
717-04-04-02	13,250	7,030	SV-50M	35	78	1.5	22.0	50	50	717-04-04-12	14,250	7,560
717-04-05-10	11,550	6,130	SV-100	40	120	1.8	26.5	100	25	717-04-05-30	12,475	6,620
717-04-05-41	13,120	6,960	SV-110 *	50	90	2.0	32.5	110	20	717-04-05-51	14,120	7,490
717-04-05-42	17,040	9,040	SV-150 *	50	125	2.0	32.5	150	20	717-04-05-52	18,280	9,690

ねじ口びん 耐薬仕様 PP白キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキン付

(A) 透明

* は、メラミンキャップです。

(B) 茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	容量 (mL)	入数 (本)	商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
717-04-05-80	15,840	8,400	S-06 *	8	32	1.0	4.7	0.6	96	-	-	-
717-04-05-15	16,200	8,590	S-07 *	11.8	32	0.9	4.7	1.5	100	717-04-05-53	16,800	8,910
717-04-05-16	16,700	8,860	S-08	13	40	1.0	8.0	2	100	717-04-05-54	17,500	9,280
717-04-05-17	16,900	8,960	S-09A	15	32	1.0	8.0	2	100	717-04-05-55	17,800	9,440
717-04-05-18	17,000	9,010	S-09B	15	40	1.0	8.0	3	100	717-04-05-56	17,900	9,490
717-04-05-19	17,300	9,170	S-1	15	45	1.0	8.0	4	100	717-04-05-57	18,200	9,650
717-04-05-20	18,200	9,650	S-2	16.5	45	1.0	8.0	5	100	717-04-05-58	19,100	10,130
717-04-06-52	20,800	11,030	S-3	19	55	1.0	11.0	10	100	717-04-06-60	21,900	11,610
717-04-06-53	21,600	11,450	S-5	19	70	1.0	11.0	12	100	717-04-06-61	22,700	12,040
717-04-06-54	19,400	10,290	SV-5	18	40	1.0	11.0	5	100	717-04-06-62	20,300	10,760
717-04-06-55	9,950	5,280	SV-8	21	45	1.3	11.0	8	50	717-04-06-63	10,400	5,520
717-04-05-38	11,150	5,910	SV-10	24	45	1.3	14.0	10	50	717-04-05-67	11,600	6,150
717-04-05-39	11,750	6,230	SV-15	25	50	1.3	14.0	15	50	717-04-05-68	12,300	6,520
717-04-05-48	13,400	7,110	SV-20	27	55	1.3	15.9	20	50	717-04-05-69	14,000	7,420
717-04-05-43	17,850	9,470	SV-30	30	65	1.5	19.8	30	50	717-04-05-70	18,800	9,970
717-04-05-44	24,000	12,720	SV-50A	40	75	1.8	26.5	50	50	717-04-05-76	25,300	13,410
717-04-06-49	19,800	10,500	SV-50M	35	78	1.5	22.0	50	50	717-04-06-51	20,800	11,030
717-04-05-45	15,350	8,140	SV-100	40	120	1.8	26.5	100	25	717-04-05-77	16,275	8,630
717-04-05-46	16,800	8,910	SV-110 *	50	90	2.0	32.5	110	20	717-04-05-78	17,800	9,440
717-04-05-47	20,720	10,990	SV-150 *	50	125	2.0	32.5	150	20	717-04-05-79	21,960	11,640



シリンジバイアル

穴あき黒キャップ・フッ素PTFE/ニトリルパッキングセット

低アルカリ製法・硬質ガラス製・オートサンプラー用
バイアル、GC・LCの安定した分析サポート

- キャップを取らずに、直接シリンジを差込むことができます。
- 気密性が高く、液体クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの分野で能力を発揮
- ディスプレイタイプ、トップシールキャップ(1.5ml)や超微量分析用のインサートバイアル(IV-07/IV-1)など、GC、HPLCのいかなる場合でも使用できるように、各種キャップ及びパッキングをご用意。

- 仕様
- パッキング材質: フッ素PTFE/ニトリル

(A)透明

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	キャップ 穴径(mm)	容量 (mL)	耐冷凍 容量(mL)	入数 (本)
717-04-07-58	17,184	9,110	SY-06	8	32	1	4.7	5	0.6	0.3	96
717-04-07-51	17,600	9,330	SY-07	11.75	32	0.9	4.7	5	1.5	0.5	100
717-04-07-52	18,900	10,020	SY-08	13	40	1	8	7	2	1	100
717-04-07-53	19,200	10,180	SY-09	15	40	1	8	7	3	1.5	100
717-04-07-54	19,500	10,340	SY-1	15	45	1	8	7	4	2	100
717-04-07-55	20,400	10,820	SY-2	16.5	45	1	8	7	5	3	100
717-04-07-56	23,100	12,250	SY-3	19	55	1	11	8	10	5	100
717-04-07-57	23,900	12,670	SY-5	19	70	1	11	8	12	6	100
717-04-07-60	22,300	11,820	SY-スピッチ	11.75	42	0.9	4.7	5	1.5	0.5	100

(B)茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
-	-	-
717-04-07-61	18,200	9,650
717-04-07-62	19,700	10,450
717-04-07-63	20,100	10,660
717-04-07-64	20,400	10,820
717-04-07-65	21,300	11,290
717-04-07-66	24,200	12,830
717-04-07-67	25,000	13,250
-	-	-



バキュームバイアル 標準セット

バイアル瓶の密封性とねじ口瓶の手軽さを備えた、機能的な凍結
乾燥及び保存用バイアル。

- 耐熱冷性に優れたキャップと凍結乾燥用ゴム栓を標準仕様としてご用意しています。
- 気密性に優れた仕様で製剤用、長期保存用、移送用等でニーズにおいてお応えします。

- 仕様
- キャップ: メラミン白キャップ(オートクレーブ対応)
 - ゴム栓: ブチルゴム栓(凍結乾燥用)

(A)透明

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	容量 (mL)	耐冷凍容量 (mL)	入数 (本)
717-04-08-51	19,700	10,450	SVF-3	16.5	45	1.5	7.2	3	1~2	100
717-04-08-52	20,700	10,980	SVF-5	19	48	1.5	9.3	5	3	100
717-04-08-53	11,450	6,070	SVF-10	24.3	48	1.5	12.3	10	5	50
717-04-08-54	11,750	6,230	SVF-12	24.3	55	1.5	12.3	12	6	50
717-04-08-55	12,650	6,710	SVF-15	27	55	1.5	12.3	15	7~8	50
717-04-08-57	14,700	7,800	SVF-20	30	55	1.5	12.3	20	10	50
717-04-08-56	15,900	8,430	SVF-30	30	70	1.5	12.3	30	15	50
717-04-08-91	29,700	15,750	SVF-50	40	75	1.8	22	50	25	50
717-04-08-92	19,975	10,590	SVF-100	40	120	1.8	22	100	50	25

(B)茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
717-04-08-61	20,800	11,030
717-04-08-62	21,700	11,510
717-04-08-63	12,100	6,420
717-04-08-64	12,450	6,600
717-04-08-65	13,350	7,080
717-04-08-67	15,600	8,270
717-04-08-66	17,050	9,040
717-04-08-93	31,100	16,490
717-04-08-94	20,775	11,020



ガスクロバイアル 標準セット

メラミン樹脂製キャップ/ブチルゴム栓付き

低アルカリ製法で製造された強化硬質ガラス製バイアルガスクロマトグラフィーの手打ち用としても最適な機能と作業性を発揮

- シリンジが直接差込める穴あきキャップを採用。
- 標準セットは液状用ブチルゴム栓の仕様となります。

(A)透明

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	キャップ穴径 (mm)	容量 (mL)	耐冷凍容量 (mL)	入数 (本)
717-04-03-01	18,600	9,860	SVG-3	16.5	45	1.5	7.2	6	3	1～2	100
717-04-03-02	19,600	10,390	SVG-5	19.0	48	1.5	9.3	9	5	3	100
717-04-03-03	11,150	5,910	SVG-10	24.3	48	1.5	12.3	10	10	5	50
717-04-03-04	11,450	6,070	SVG-12	24.3	55	1.5	12.3	10	12	6	50
717-04-03-05	12,350	6,550	SVG-15	27.0	55	1.5	12.3	10	15	7～8	50
717-04-03-07	14,400	7,640	SVG-20	30.0	55	1.5	12.3	10	20	10	50
717-04-03-06	15,600	8,270	SVG-30	30.0	70	1.5	12.3	10	30	15	50
717-04-03-08	26,500	14,050	SVG-50	40.0	75	1.8	22	17	50	25	50
717-04-03-09	18,375	9,740	SVG-100	40.0	120	1.8	22	17	100	50	25

(B)茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
717-04-03-11	19,700	10,450
717-04-03-12	20,600	10,920
717-04-03-13	11,800	6,260
717-04-03-14	12,150	6,440
717-04-03-15	13,050	6,920
717-04-03-17	15,300	8,110
717-04-03-16	16,750	8,880
717-04-03-18	27,900	14,790
717-04-03-19	19,175	10,170



バイアルびん

強化硬質 液状用ブチルゴム栓付

アルミシール・フリップキャップにより完全密封できるので、無菌的保存に最適。

- ハンドクリッパー(手動式巻締機)を用いてアルミシール及びフリップキャップで完全に密封することができます。
- アルミシール、フリップキャップ共に、Aタイプ使用の際には、脱用ブライヤーをお使いください。
- バイアルびんには、完全密封するためにアルミシール・フリップキャップを別途お買い求め下さい。

■仕様

●ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用)

(A)透明

*フッ素PTFE/ニトリルパッキンです。

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)	型式	外径 (mm)	高さ (mm)	肉厚 (mm)	口内径 (mm)	口外径 (mm)	容量 (mL)	耐冷凍容量 (mL)	入数 (本)
717-04-10-13	14,800	7,850	V-1 *	11.75	32	0.9	6.0	10.8	1.5	0.5	100
717-04-10-01	11,300	5,990	V-2A	15	33	1.0	6.9	13	2	1	100
717-04-10-02	11,400	6,050	V-2B	16	33	1.0	7.2	13	2	1	100
717-04-10-03	11,400	6,050	V-3A	15	38	1.0	6.9	13	3	1～2	100
717-04-10-04	11,600	6,150	V-3B	18	33	1.0	9.1	14.8	3	1～2	100
717-04-10-05	6,700	3,560	V-5A	23	35	1.2	12.5	19.7	5	2～3	50
717-04-10-14	6,800	3,610	V-5B	23	42	1.5	12.5	19.5	5	2～3	50
717-04-10-07	6,850	3,640	V-10A	24.3	46.5	1.2	12.5	19.5	10	5	50
717-04-10-08	6,900	3,660	V-10B	25	48	1.5	12.5	19.5	10	5	50
717-04-10-09	8,800	4,670	V-20	30	60	1.5	12.5	19.5	20	10	50
717-04-10-10	9,850	5,230	V-30	33	63	1.5	12.5	19.7	30	15	50
717-04-10-11	15,800	8,380	V-50	40	78	1.5	12.5	19.7	50	20～30	50
717-04-10-12	10,100	5,360	V-100	40	128	1.5	12.5	19.7	100	50	25

(B)茶褐色

商品コード	新価格(¥)	キャンペーン 特別販売価格(¥)
717-04-10-41	15,600	8,270
717-04-10-21	12,100	6,420
717-04-10-22	12,200	6,470
717-04-10-23	12,200	6,470
717-04-10-24	12,400	6,580
717-04-10-25	7,250	3,850
717-04-10-33	7,300	3,870
717-04-10-27	7,350	3,900
717-04-10-28	7,400	3,930
717-04-10-29	9,450	5,010
717-04-10-30	10,650	5,650
717-04-10-31	17,150	9,090
717-04-10-32	10,775	5,720



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>