

# 電動ディスペンサー Tofutty第2世代 販売開始キャンペーン!

特別価格にてご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

## Tofutty

## 電動ディスペンサー

基板に  
半田ペーストを  
楽に塗りたい

塗りにくいグリースを  
楽に塗りたい

ベタつく  
コーキング材を  
少しずつ塗りたい

これまでの粘度領域を超える  
液剤に対応可能になりました

吐出粘度

200,000mPa・sまで拡大!  
はんだペースト、  
グリースにも対応。

吸引性能UP!

20,000mPa・sの液剤まで  
吸引可能に。

### 製品仕様

|           |                                    |            |                             |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| ● シリンジサイズ | 1,000 $\mu$ l                      | ● 速度設定     | 吸引・吐出で各5段階設定                |
| ● 吐出設定範囲  | 0.1 $\mu$ l~100 $\mu$ l            | ● 吐出可能粘度   | 200,000mPa・s以下              |
| ● 精度      | 再現性(C.V)                           | ● 吸引可能粘度   | 20,000mPa・s以下 <sup>*2</sup> |
|           | 正確度(相対誤差)                          | ● 外形寸法(mm) | 幅23×高さ38×長さ149              |
|           | 1 $\mu$ l $\leq$ 10% <sup>*1</sup> | ● 重量       | 約75g(充電電池含む)                |
|           | 1 $\mu$ l $\pm$ 10% <sup>*1</sup>  |            |                             |

※1: テーパーノズル22G、標準粘度液2,000mPa・s使用 ※2: テーパーノズル20G使用

### Tofutty 第2世代

| 商品コード        | 商品名                    | 型式           | 価格(¥)  | 特別販売価格(¥) |
|--------------|------------------------|--------------|--------|-----------|
| 209-12-29-51 | 電動ディスペンサー Tofutty第2世代  | MSIC16-02    | 85,000 | 80,000    |
| 209-12-29-61 | 専用クリアシリンジ・プランジャセット 20入 | MSIC17-02-T  | 10,000 | 8,000     |
| 209-12-29-62 | 専用UVシリンジ・プランジャセット 20入  | MSIC17-02-BK | 10,000 | 8,000     |

### その他オプション キャンペーン対象外

| 商品コード        | 商品名                     | 型式           | 価格(¥) |
|--------------|-------------------------|--------------|-------|
| 209-12-29-63 | クリアシリンジ・PTFEプランジャセット 5入 | MSIC22-01-T  | 8,000 |
| 209-12-29-64 | UVシリンジ・PTFEプランジャセット 5入  | MSIC22-01-BK | 8,000 |
| 209-12-29-65 | スターターパック                | MSIC23-01    | 3,800 |
| 209-12-29-41 | 高粘度液剤充填治具               | MSIC19-01    | 7,000 |



## 東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

☎ 0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>