

商品紹介



Mizuhoの容器に取付けするだけで、 ※GL-45規格のキャップが取付け可能に！

※GL規格：ガラス瓶のキャップに用いられるネジ規格の標準規格です。



Conversion adapter

コンバージョン アダプター

01
POINT

廃液回収の際に、
廃液フィルタ付ロートも取付けができます。

02
POINT

労働安全衛生環境の確保ができます。



取付けイメージ

商品コード	型式	規格	種類	材質	価格(¥)
0876-21-48-11	GL4510	5L、10L用	Mizuho容器 →GL-45オスネジ	蓋:PE製 パッキン:PE発泡体	3,000
0876-21-48-12	GL4520	20L用			3,300

対象容器は裏面をご覧ください▶▶▶

(A)扁平缶 両口 ノズル無 5L



-69

W BK GY MG LS

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-46-64	0205	ホワイ	GL4510	1,110
0876-21-47-73	0205BK	ブラック		1,600
0876-21-47-74	0205GY	グレー		
0876-21-47-69	0205MG	モスグリーン		
0876-21-47-70	0205LS	ライトサンド		

(B)扁平缶 両口 ノズル無 10L



-02

W R BL BK
G GY MG LS

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-46-65	0206	ホワイ	GL4510	1,600
0876-21-44-02	0206R	レッド		1,980
0876-21-44-03	0206BL	ブルー		
0876-21-44-04	0206BK	ブラック		
0876-21-44-06	0206G	グリーン		
0876-21-44-07	0206GY	グレー		
0876-21-44-09	0206MG	モスグリーン		
0876-21-47-71	0206LS	ライトサンド		

(C)扁平缶 両口 ノズル無 20L



-04

W R BL BK
GY MG LS

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-45-01	0207	ホワイ	GL4520	1,980
0876-21-45-02	0207R	レッド		2,220
0876-21-45-03	0207BL	ブルー		
0876-21-45-04	0207BK	ブラック		
0876-21-45-07	0207GY	グレー		2,270
0876-21-45-09	0207MG	モスグリーン		
0876-21-47-72	0207LS	ライトサンド		

(D)扁平缶 片口 ノズル無 20L



-82

W GY

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-46-55	0193	ホワイ	GL4520	2,370
0876-21-46-82	0193GY	グレー		2,640

(E)正角缶 ノズル無 10L



-60

W R BL
BK GY G

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-45-60	0186	ホワイ	GL4510	1,680
0876-21-45-62	0186R	レッド		1,980
0876-21-45-63	0186BL	ブルー		
0876-21-45-66	0186BK	ブラック		
0876-21-45-61	0186GY	グレー		
0876-21-45-65	0186G	グリーン		

(F)正角缶 ノズル無 20L



-81

W GY

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-21-46-46	0200	ホワイ	GL4520	2,570
0876-21-46-81	0200GY	グレー		2,840

(G)広口びん PE製 500mL



-53

W BR BK

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-22-02-37	0086	ホワイ	GL4510	190
0876-22-02-53	0086BR	ブラウン		200
0876-22-02-06	0086BK	ブラック		

(H)広口びん PE製 1L



-07

W BR BK

商品コード	型式	色	適合型式	価格(¥)
0876-22-02-38	0087	ホワイ	GL4510	260
0876-22-02-54	0087BR	ブラウン		270
0876-22-02-07	0087BK	ブラック		

注意

- 500ml,1000mlの空きボトルにロート等を接続した場合、転倒の恐れがございます。
- 2つ口の容器の場合、平面側のキャップへ取付ください。



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡

0120-393913 <https://www.tgk.co.jp>

2025.09.22