ユーザー様向け

キャンペーン期間 2026 11/1 ～ 2027 3/31

HORIBA 特別価格キャンペーン

LAQUA（ラクア） モノクロ卓上 pH 計 ORP pH

数量限定

合計台数が100台に達した時点で期間前でもキャンペーンを終了させていただきます。



極限まで追求した シンプルな使いやすさ

- モノクロ卓上 pH 計
- 大画面で見やすい表示
- アイコンで測定をサポート
- コンパクトなボディ&電極スタンド

【特長】
- ●教育、実習でのpH測定に最適
- ●電極先端は保護管でガードされているため安心
- ●測定初心者の方にもおすすめ

本体 + プラスチックボディ電極(9625-10D)付パッケージ

商品コード	型式	付属電極	定価(￥)
0829-66-01-11	PH-SE	9625-10D	107,800

【特長】
- ●バッファー調整等、さまざまなpH測定に最適
- ●JIS規格よりも強度10倍の応答ガラス膜を採用
- ●すばやく安定し、幅広い試料測定に対応

本体 + スタンダードガラス電極(9615S-10D)付パッケージ

商品コード	型式	付属電極	定価(￥)
0829-66-01-12	PH-SE-GL	9615S-10D	121,000

【主な共通仕様】
- ●pH： －2.000～20.000pH　分解能：0.001/0.01/0.1pH
- ●mV： －20000.0～2000.0mV　分解能：0.1mV
- ●温度：－10.0～110.0℃　分解能：0.1℃
- ●校正：pH最大5点、イオン/ORP最大3点
- ●データメモリ：2000点
- ●表示：7インチカラーLCD/タッチパネル操作
- ●プリンタ接続が可能
- ●AC電源駆動(ACアダプタ付属)

東京硝子器械株式会社
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡
0120-393913　https://www.tgk.co.jp

2026.10.14