ユーザー様向け

キャンペーン期間 2026 11/9 ～ 2027 3/31

IKAジャパン ホットマグネチックスターラー・ホットプレート キャンペーン

特別価格でご奉仕致します。この機会に是非お買い求め下さい。

ホットマグネットスターラー

C-MAG HS

26総合カタログ：P.976掲載　数量限定



最大処理量(対H_2O)	10L
回転数範囲	100～1500rpm
加熱出力	1000W
温度範囲	50～500℃
固定安全装置	550℃

本体

商品コード	型式	プレート寸法(mm)	本体寸法(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(￥)	販売予定数
0969-63-08-28	C-MAG HS7	W180×D180	W220×D330×H105	5	130,000	104,000	5

- セラミック天板採用により耐薬品性に優れます
- 天板が550℃を超えると自動で電源が切る安全設計

ホットマグネットスターラー

C-MAG HS digital

26総合カタログ：P.975掲載　数量限定



	C-MAG HS7 digital	C-MAG HS10 digital
最大処理量(対H_2O)	10L	15L
回転数範囲	100～1500rpm	100～1500rpm
加熱出力	1000W	1500W
加熱温度範囲	50～500℃	50～500℃
固定安全装置	550℃	550℃

本体

商品コード	型式	プレート寸法(mm)	本体寸法(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(￥)	販売予定数
0969-63-08-34	C-MAG HS7 digital	W180×D180	W220×D330×H105	5	160,000	128,000	10
0969-63-08-35	C-MAG HS10 digital	W260×D260	W300×D415×H105	6	200,000	160,000	5

- セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています
- 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します
- 付属の温度センサー(PT1000･60)は高精度な温度制御を実現

ホットプレート

セラミックトップ

26総合カタログ：P.816掲載　数量限定



	C-MAG HP7	C-MAG HP10
加熱出力	1000W	1050W
加熱温度範囲	50～500℃	50～500℃
固定安全装置	550℃	550℃

本体

商品コード	型式	プレート寸法(mm)	本体寸法(mm)	重量(kg)	価格(¥)	特別販売価格(￥)	販売予定数
0969-61-10-02	C-MAG HP7	W180×D180	W220×D330×H105	5	128,000	102,400	3
0969-61-10-03	C-MAG HP10	W260×D260	W300×D415×H105	6	168,000	134,400	4

- 天板設定温度はデジタル表示です
- 天板が550℃を超えると自動で電源が切る安全設計

TGK 東京硝子器械株式会社
東京・大阪・名古屋・札幌・福岡
0120-393913 https://www.tgk.co.jp

2026.11.02